



## **CM NEXUS POLSKI LASER DIODOWY DO DEPIŁACJI**

62000 zł brutto



[Przejdź na stronę produktu](#)

Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.  
Urządzenie o zastosowaniu niemedyce, przewidziane do stosowania również przez laików (uprzednio przeszkolonych, zapoznanych z instrukcją używania lub etykietą).

### **DLACZEGO WARTO WYBRAĆ URZĄDZENIE CM?**

CM International S.A. jest polskim producentem urządzeń z zakresu medycyny estetycznej. Pasja oraz nowoczesne rozwiązania sprawiły, że CM jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w branży beauty. Największą przewagą firmy wśród konkurencji jest zaplecze produkcyjne, dzięki czemu wszystkie urządzenia są projektowane i budowane od początku do końca we wrocławskiej fabryce. CMI S.A. jako pierwszy producent na świecie stworzył i opracował inteligentne urządzenie do medycyny

estetycznej. Produkcja nowej generacji urządzeń M3, wprowadziła przemysł kosmetyczny w rewolucję 4.0. wykorzystując wszystkie zalety połączenia do internetu, użytkownik przenosi się w całkowicie inny wymiar obsługi oraz modelu biznesowego.

## NEXUS VS LASERY DIODOWE Z CHIN (I NIE TYLKO)

Główną i najważniejszą zaletą Nexusa jest jego technologia, która odpowiada za całość urządzenia - pod względem technicznym i utrzymania (czyli istotnie ważnej dla inwestora) dzięki której maszyna jest bezawaryjna, tańsza w utrzymaniu oraz bardziej ekonomiczna w przeliczeniu na ilość zabiegów wykonanych na jednej głowicy. Pod względem zabiegowym (ważna kwestia nie tylko dla inwestora ale przede wszystkim dla klienta) dzięki którym zabieg jest bardziej efektywny, szybszy i bezbolesny w porównaniu do innych urządzeń na rynku.

## NEXUS - AUTODIAGNOSTYKA

Urządzenie zbiera dane diagnostyczne i informacje o tym, jak go używasz i jak ono działa, aby zapewniać aktualne, bezpieczniejsze, niezawodne i wydajne oprogramowanie oraz udoskonalać System Laserowy NEXUS dla wszystkich klientów.

## JAKIE INFORMACJE SĄ WYSYŁANE?

Dzięki połączeniu do Internetu NEXUS wysyła informacje do producenta o faktycznym stanie urządzenia. Komunikaty mogą zawierać dane;

- \* stan wody w systemie chłodzącym;
- \* częstotliwość wykonywania zabiegów;
- \* czas trwania zabiegów;
- \* najczęściej wybierane ustawienia;
- \* jakość i czas trwania połączenia z internetem (WiFi lub Ethernet).

## CZYM SĄ DANE DIAGNOSTYCZNE I NA CO WPŁYWAJĄ?

CMI używa informacji o użytkowaniu i danych diagnostycznych, aby ulepszyć działanie oraz wykrywać błędy jakie mogą się pojawić. Dzięki tym informacjom CMI może na przykład:

- \* Dbają o to by System NEXUS był aktualny
- \* Poprawiają działanie oprogramowania
- \* Pomagają rozwiązywać problemy z awariami i zawieszaniem się:


Wykorzystując informacje o tym, kiedy oprogramowanie na urządzeniu ulega awarii lub się zawiesza, CMI S.A. może zwiększyć niezawodność systemu operacyjnego NEXUS

Niektóre gromadzone informacje pomagają też w tworzeniu nowych poprawek i aktualizacji w celu polepszeniu działania całego urządzenia oraz jego oprogramowania.

URZĄDZENIE DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE.

PRODUCENT: CM INTERNATIONAL S.A, WILCZYCE, POLSKA  
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: VENUS MICHAŁ MATUSZAK, ul. LEGIONÓW 52,  
62-800 KALISZ

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Moc urządzenia             | 1400W                        |
| Moc głowicy                | 800W                         |
| Okno optyczne              | 100mm <sup>2</sup> - 10x10mm |
| Fluencja (gęstość energii) | 45J/cm <sup>2</sup>          |
| Materiał zwierciadła       | Szafir                       |
| Długość impulsu            | 0 – 400ms                    |
| Częstotliwość              | 1 – 10Hz                     |
| Chłodzenie                 | 0-5st Celsjusza              |
| Ilość strzałów             | powyżej 30mln                |
| Wyświetlacz                | 10,2"                        |
| Długość wiązki lasera      | 808nm                        |



5904358864596