



KRIOLIPOLIZA MODUŁOWA MELODY II EVOLVE WYMINNE KOŃCÓWKI

56800 zł brutto



[Przejdź na stronę produktu](#)

Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Urządzenie o zastosowaniu niemedyce, przewidziane do stosowania również przez
laików (uprzednio przeszkolonych, zapoznanych z instrukcją używania lub etykietą).

KRIOLIPOLIZA MODUŁOWA MELODY II EVOLVE WYMIENNE KOŃCÓWKI

DLACZEGO MELODY II EVOLVE?

POZNAJ MOŻLIWOŚCI NAJBARDZIEJ INNOWACYJNEGO URZĄDZENIA DO

KRIOLIPOLIZY

* WYMIENNE NAKŁADKI!

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było jak najbardziej komfortowe i bezpieczne dla pacjenta. W zestawie posiada aż 5 wymiennych nakładek dedykowanych różnym obszarom ciała, wykonanych z silikonu medycznego. Gwarantuje to bezpieczeństwo oraz zmniejszone do minimum ryzyko odmrożenia. Dodatkowo ergonomiczny kształt głowicy zapewnia bezbolesny oraz komfortowy zabieg.

* INNOWACJA ZABIEGOWA!

Urządzenie samodzielnie dobiera parametry po ustaleniu grubości tkanki tłuszczowej za pomocą miernika (fałdomierza). Istnieje również możliwość regulacji oraz doboru parametrów w celu stworzenia własnego programu zabiegowego. Melody II pracuje w temperaturze do -10 stopni, zapewniając skuteczność wykonywanych zabiegów. Posiada również regulowaną próżnię, gwarantując wysoką precyzję wykonywanej kriolipolizy.

* NOWOCZESNA KONSTRUKCJA!

Budowa modułarna gwarantuje wysoką jakość wykonania i bezawaryjność, a intuicyjny oraz dotykowy ekran w pełni monitoruje temperaturę chłodzenia, pracę urządzenia oraz siłę zassania głowic.

POSTAW NA SPRAWDZONY SPRZĘT W SWOIM GABINECIE!

KRIOLIPOLIZA:

Zadaniem kriolipolizy jest niszczenie komórek tłuszczowych bez uszkodzania sąsiednich tkanek. Cel zabiegu to przede wszystkim ochłodzenie komórek tłuszczowych, aby spowodować ich obumarcie. Do obszaru zabiegowego zostaje przyłożona specjalna głowica zasysająca tkanki. Chłodzenie komórek tłuszczowych powoduje ich rozpad. Efektem jest rozkład, którego produktem końcowym jest glicerol. Zostaje wychwycony przez wątrobę i przemieniany w glukozę.

Następnym zjawiskiem jest krystalizacja lipidów. Zamrożone komórki są eliminowane i wydalane z organizmu, dzięki temu z tygodnia na tydzień po zabiegu grubość tkanki tłuszczowej maleje. Pierwsze rezultaty widać po 3-6 tygodniach.

WSKAZANIA:

- * miejscowe nagromadzenie tkanki tłuszczowej,
- * brak czasu na zwiększenie aktywności ruchowej,
- * brak możliwości wykonania liposukcji.

Producent: Beijing KES Biology Technology Co., Ltd. Beijing, China

Temperatura chłodzenia	0 - -10 Stopni Celsjusza
Podcisnienie	20kPa - 60kPa
Częstotliwość	50-60Hz
Napięcie	220-230V
Wymiary urządzenia	57,5 x 57 x 120cm
Wymiary aplikatora PLUS	14,5 x 13,5 x 5cm
Wymiary aplikatora 1	20 x 6 x 7cm
Wymiary aplikatora 2	15 x 4,5 x 5cm
Wymiary aplikatora 3	12,5 x 4,5 x 5cm
Wymiary aplikatora mini	6,5 x 2 x 2cm
Waga	36kg