



ZESTAW URZĄDZEŃ MOBILNYCH CALLISTO

850 zł brutto



[Przejdź na stronę produktu](#)

ZESTAW URZĄDZEŃ MOBILNYCH CALLISTO to połączenie niezwyklej skuteczności zabiegów z niezwykle oszczędnością. Decydując się na dany zakup, wzbogacą Państwo swój salon aż o trzy urządzenia i kilkanaście usług. Innowacyjność prezentowanych urządzeń jak i precyzja wykonania to gwarancja sukcesu. Nowoczesny design i najwyższa jakość wykonania sprzętów usatysfakcjonuje każdego klienta.

MIKRODERMABRAZJA VNS-17

Mikrodermabrazja diamentowa to bezinwazyjny zabieg wygładzania skóry przy użyciu sterylnych ostrzy diamentowych, które ścierają wierzchnią warstwę skóry. Starte resztki, brud i martwy naskórek są automatycznie odsysane. Zabieg pozwala usunąć złuszczenia, nierówności, skazy, zmarszczki oraz niepożądane przebarwienia skóry. Takie działanie prowadzi do szybkiego przyrostu nowych komórek skóry, dzięki czemu nie występuje praktycznie ryzyko powstania blizn. Ponadto, aby zawarte w kosmetykach substancje

aktywne łatwiej wchłaniały się w skórę, sztucznie doprowadza się do otwarcia porów oraz mieszków włosowych.

Zabiegi mikrodermabrazji można stosować właściwie dla każdego rodzaju skóry, bez względu na to, w jakim jest stanie. Poleca się go szczególnie w przypadkach trądziku oraz przy rozszerzonych porach. Dzięki metodzie niskoinwazyjnej są one o wiele bezpieczniejsze niż zabiegi peelingu chemicznego czy dermabrazji. Z zabiegu powinny skorzystać również osoby, odczuwające rogowacenie naskórka pod wpływem nadmiernego działania promieni UV. Stosowanie mikrodermabrazji diamentowej ma na celu poprawę funkcjonowania skóry, oraz pomoc w różnych skórnych problemach. Zalecana jest ona dla osób ze skórą o nierównomiernej strukturze oraz kolorycie, ze skórą zniszczoną, zmęczoną czy też nadmiernie suchą. Zabieg świetnie wygładza i regeneruje skórę, wpływa na jej rozjaśnienie, skutecznie zmniejsza drobne zmarszczki. Regeneruje też częściowo przebarwienia spowodowane nadmierną ekspozycją skóry na promienie UV. Poprawia też przyswajanie przez skórę składników odżywczych.

ZESTAW ZAWIERA

- * urządzenie główne,
- * zasilacz,
- * diamentowe głowice do mikrodermabrazji 3 szt,
- * głowice typu VACUUM 3 szt,
- * zestaw filtrów bawełnianych,
- * zestaw filtrów wykonanych z gąbki,
- * etui,
- * instrukcję w języku polskim,
- * gwarancję.

DARSONVAL

Darsonval jest to urządzenie elektroniczne służące do terapii i masażu z wykorzystaniem prądów darsonvala. Aparat wyposażony jest w szklaną elektrodę. Podczas kontaktu szklanej elektrody ze skórą dochodzi do iskrzenia i ma to pobudzający wpływ na skórę, tkanki podskórne i mięśnie. Prądy Darsonvala stosowane są w celu dezynfekcji skóry np. po zabiegu oczyszczania. Mają działanie bakteriobójcze, rozgrzewające i zwiększające wchłanianie substancji aktywnych.

Darsonval jest doskonałym uzupełnieniem skutecznych zabiegów regeneracji skóry. Urządzenie przy pomocy leczniczych mikroprądów D'arsonvala wytwarza cząsteczki ozonu, które mają silne działanie bakteriobójcze. Efektem jest usunięcie z powierzchni skóry wszelkich bakterii. Skóra staje się bardziej ukrwiona, pory zostają ściągnięte, wydzielanie sebum zostaje zahamowane. Urządzenie zwiększa wchłanianie substancji aktywnych oraz ujędrnia skórę i redukuje zmarszczki.

FUNKCJE

- * ujędrnia i wygładza,
- * redukuje zmarszczki (efekt liftingu),

- * poprawia ukrwienie skóry,
- * ściąga rozszerzone pory,
- * silnie bakteriobójczy,
- * hamuje wydzielanie sebum,
- * pobudza procesy regeneracji i odnowy skóry,
- * niezastąpiony przy zmianach trądzikowych,
- * stymuluje złuszczenie martwego naskórka,
- * przywraca zdrowy promienny wygląd.

MIKRODERMABRAZJA VNS-17

pobór mocy	10W
zasilanie	220-230V
częstotliwość	50-60Hz
moc ssąca	50cmhg

DARSONVAL

napięcie	230V
częstotliwość	50-60HZ
moc	10W
waga	1kg
wymiary wraz z opakowaniem	33x21x6cm

PEELING KAWITACYJNY CLASSIC LINE PRZENOŚNY

moc	4,5 W
częstotliwość	28 KHz
zasilanie	220V-230V
waga	0.2kg
wymiary opakowania	22x10x9cm